



## شرکت تابان پرتو کوش (تپکو)

### راهنمای نصب و راه اندازی فتوترایی LED مدل میلاد 4 (RX)

#### مراحل نصب و راه اندازی دستگاه :



شکل 1

1- دستگاه را به آرامی از کیف خود خارج کرده و مطابق شکل 1 بر روی زمین قرار دهید .

2- مطابق شکل 2 شستی پشت دستگاه را که به بدنه دستگاه نزدیک تر است فشرده و در همان

حال پایه را بلند کنید تا پایه به حالت عمودی درآید . انگاه شستی را رها نمایید . شکل 3

3- شستی بالایی را نیز فشرده و پایه را مطابق شکل 4 باز نمایید .

4- دستگاه را برگردانده و مطابق شکل 5 بر روی زمین قرار دهید .

زیر دستگاه تشک نسبتاً سفتی به ضخامت تقریبی 10 سانتیمتر قرار دهید . سفتی تشک به گونه ای باشد که پس از قرار گیری نوزاد بر روی آن ، ارتفاعش زیاد کاهش پیدا نکند .

5- سوکت نری منبع تغذیه را با توجه به شیار سوکت به سوکت مادگی مخصوص در پشت دستگاه متصل نمایید . سپس دوشاخه سیم برق ورودی آداپتور را به پریز برق وصل کنید .

6- این دستگاه در شدت نورهای مختلفی مانند 4 ، 6 ، 8 لامپ و یا سلکتوری تولید میگردد .

7- در مدل سلکتوری میتوان شدت نور را به توصیه پزشک و یا واحد اجاره دهنده دستگاه ، توسط سلکتوری که

در پشت دستگاه قرار دارد بصورت 4 ، 6 یا 8 لامپ انتخاب نمود . شکل 6

مدت مناسب برای هر بار قرار دادن نوزاد در زیر دستگاه ، توسط پزشک مربوطه یا مشاور ، توصیه خواهد شد .

دمای محل قرار گیری سنسور انتهایی سیم دما سنج در صفحه نمایش دیده میشود . در صورت نشان ندادن دما ممکن است یکی از موارد زیر اتفاق افتاده باشد . 1: باطری دماسنج خالی شده است . 2: قطع شدن سیم سنسور 3 : خرابی دماسنج

8- نوزاد را کاملاً لخت نمایید و فقط با پوشک و چشم بند ، اندام تناسلی و چشمانش را بپوشانید .

9- نوزادتان را در زیر دستگاه قرار دهید . هر نیم ساعت جهت خوابیدن نوزاد را تغییر دهید .

10- جهت جمع کردن دستگاه نیز ابتدا با فشردن مجدد شستی ON/OFF دستگاه را خاموش کرده ، سپس سوکت

برق و سنسور دما را از دستگاه جدا نمایید . برای بستن دستگاه نیز مراحل 4 ، 3 و 2 را به ترتیب انجام دهید .

11- لوازم جانبی دستگاه را در جای مخصوصشان در داخل کیف قرار دهید .

#### آنچه والدین باید بدانند :

✓ استفاده از چشم بند در تمام طول درمان الزامی است . درمان حتماً باید زیر نظر پزشک متخصص یا مشاور انجام شود .

✓ دستگاه قادر به نمایش دمای محیط بر روی صفحه نمایش می باشد . دمای مناسب زیر دستگاه در شرایطی که نوزاد

کاملاً لخت میباشد ، طبق نظر متخصصین نوزادان ، 26 الی 28 درجه ی سانتیگراد می باشد .

✓ دمای بدن نوزاد هر 3 ساعت یک بار کنترل گردد . برای اینکار انتهایی سنسور دما را زیر بغل نوزاد قرار داده و بعد از

30 ثانیه، دما را بخوانید . دمای مناسب بدن نوزاد از طریق دماسنج های پوستی بین 36 الی 37 درجه سانتیگراد می باشد .



شکل 2



شکل 3



شکل 4



شکل 5



شکل 6

در صورت افزایش دما به بیش از 37/5 درجه ، نوزاد را از زیر دستگاه خارج کرده و برای پایین آوردن دمای بدن نوزاد اقدام کنید .

✓ تغذیه نوزاد باید کاملاً با حوصله و به صورت کامل انجام گردد . معمولاً تغذیه کامل نوزاد 30 الی 45 دقیقه زمان می برد .

✓ نوزاد را تقریباً هر یک ساعت یکبار جهت شیر خوردن و استراحت از دستگاه خارج نمایید .

(به توصیه مرکز اجاره دهنده یا پزشک متخصص توجه فرمایید .)

✓ نیاز است در مدت درمان ، آب و شیر بیشتری به بدن نوزاد برسد ، استفاده از شیر خشک ( طبق دستور پزشک معالج ) توصیه میشود .

✓ احتمال تغییر رنگ ( سبز تیره ) و شل شدن مدفوع نوزاد وجود دارد که طبیعی است .

✓ در طی درمان ، ممکن است پوست بدن بعضی از نوزادان جوش بزنند و یا تغییر رنگ بدهد ( بیشتر به رنگ و حساسیت پوست مرتبط

است). این پدیده در زمان درمان زردی برای بعضی از نوزادان اتفاق میفتد و چند ساعت تا چند روز بعد از اتمام درمان برطرف میشود .

## 2- معایب احتمالی و روش برطرف کردن آنها

1-8 دستگاه روشن نمیشود .

✓ پریز یا سیم سیار را چک کنید . تاکید میشود از پریز و سیم سیار معیوب و شل که لقی دارد استفاده نشود .

✓ دوشاخه و سیم برق ورودی و خروجی آداپتور بررسی شود . از سالم بودن آداپتور اطمینان حاصل کنید .

2-8 دستگاه چشمک میزند . آداپتور خراب است .

## به موارد زیر توجه فرمایید .

• دستگاه در مجاورت حلالها - مایعات و گازهای قابل اشتعال بهره برداری و تعمیر نشود .

• داروها و مایعات حساس به نور در معرض تابش نور دستگاه قرار نگیرد .

• ممکن است اشیاء ، در مجاورت نور این دستگاه ، به رنگ واقعی دیده نشوند .

• فقط از منبع تغذیه همین دستگاه استفاده شود . از جابجایی منابع تغذیه جداً خودداری شود .

( این شرکت برای فرزند دلبدتان سلامتی و برای شما ، شادکامی آرزو میکند . )

خدمات پس از فروش : 021 56297065

دفتر مرکزی 021 56268790

www.tepko.ir